

Anticuerpo Policlonal De Conejo Sparc Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P09486

Número de artículo: CM0013153



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido a SPARC humano (Osteonectina, BM-40). Validado para aplicaciones de WB, IHC-P, IF/ICC y ELISA con reactividad cruzada a ratón y rata. Ideal para investigación de matriz extracelular y cáncer.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	SPARC Ac. pAb de Conejo
Observaciones/Alias	ON; ONT; OI17; BM-40; SPARC
Especie	Humano
ID Gen (Humano)	6678
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 18-303 de SPARC humano (NP_003109.1).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P09486
Peso Proteico	35kDa
Envío	Bolsa de hielo