

Anticuerpo Policlonal De Conejo Contra Spred1 Para Wb, Elisa - Q7Z699

Número de artículo: CM0013625



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra SPRED1 para WB y ELISA, con reactividad cruzada con ratón. Se dirige a SPRED1 humano, un sustrato de tirosina cinasa que inhibe la activación de la MAP cinasa, adecuado para la investigación de la señalización celular.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	pAb de conejo contra SPRED1
Observaciones/Alias	LGSS; NFLS; hSpred1; spred-1; PPP1R147; SPRED1
Especie	Humano
GeneID (humano)	161742
GeneID	161742
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 120-320 de SPRED1 humano (NP_689807.1)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Ratón
SWISS	Q7Z699
Peso de la proteína	50 kDa
Envío	Bolsa de hielo