


Sptlc2 Rabbit Pab Para Wb, Elisa - O15270

Número de artículo: CM0014591



Introducción

El SPTLC2 Rabbit pAb es un anticuerpo policlonal validado para WB y ELISA, dirigido contra la serina palmitoiltransferasa 2 humana, de ratón y de rata, una enzima clave en la biosíntesis de esfingolípidos.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	SPTLC2 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	LCB2; SPT2; HSN1C; LCB2A; NSAN1C; hLCB2a; SPTLC2
Especie	Humano
ID de gen (Humano)	9517
ID de gen	9517
Inmunógeno	Proteína recombinante: Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 423-562 del SPTLC2 humano (NP_004854.1).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	O15270
Peso proteico	63kDa
Envío	Bolsa de hielo