

Srbd1 Pab De Conejo - Q8N5C6

Número de artículo: CM0018149

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra SRBD1 de alta calidad validado para WB y ELISA, dirigido contra SRBD1 de humano, ratón y rata (UniProt Q8N5C6). Ideal para investigación sobre segregación cromosómica, mitosis y senescencia celular.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	SRBD1 pAb de conejo
Observaciones/Alias	SRBD1
Especie	Humano
GeneID (humano)	55133
GeneID	55133
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 330-600 de la SRBD1 humana (NP_060549.4)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q8N5C6
Peso molecular de la proteína	112kDa
Envío	Bolsa de hielo