

Srek1 Rabbit Pab - Q8Wxa9

Número de artículo: CM0014238

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo SREK1 validado para aplicaciones de WB y ELISA. Reacciona de forma cruzada con SREK1 humano y de ratón, una proteína reguladora del empalme implicada en la regulación del empalme alternativo. Adecuado para la investigación del espliceosoma.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	SREK1 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	SFRS12; SRrp86; SRrp508; SREK1
Especie	Humano
ID de gen (Humano)	140890
ID de gen	140890
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-180 de SREK1 humano (NP_631907.1)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón
SWISS	Q8WXA9
Peso de la proteína	59kDa
Envío	Bolsa de hielo