

Anticuerpo Policlonal De Conejo Srsf10 Para Wb Y Elisa - 075494

Número de artículo: CM0026573

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra SRSF10 humano (factor de empalme rico en serina/arginina 10, SRp38). Validado para WB y ELISA; reacciona con humano, ratón y rata. Ideal para estudiar el empalme de pre-ARNm, el salto alternativo de exones y la represión del empalme regulada por fosforilación.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	Anticuerpo policlonal de conejo SRSF10
Observaciones/Alias	NSSR, TASR, SRp38, TASR1, TASR2, FUSIP1, FUSIP2, SFRS13, SRp40, SFRS13A, PPP1R149, SRSF10
Especie	Humano
GeneID (Humano)	10772
Inmunógeno	Péptido sintético correspondiente a los aminoácidos 163-262 de SRSF10 humano (NP_473357.1)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	O75494
Peso Proteico	31kDa
Envío	Bolsa de hielo