

Anticuerpo Policlonal De Conejo Ssc4D Para Wb Y Elisa - Q8Wtu2

Número de artículo: CM0019140

Introducción

Anticuerpo Policlonal de Conejo SSC4D para WB y ELISA. Detecta SSC4D humano, de ratón y de rata, un miembro secretado de la superfamilia de receptores barredores ricos en cisteína. Adecuado para estudiar su implicación en procesos inmunológicos y proteómica.

[Aprende más](#)

Especificación	Detalle
Nombre del Producto	pAb de Conejo SSC4D
Observaciones/Alias	SRCRB4D, S4D-SRCRB, SRCRB-S4D, SSC4D
Especie	Humano
GeneID (Humano)	136853
GeneID	136853
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 446-575 de SSC4D humano (NP_542782.1)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q8WTU2
Peso Molecular de la Proteína	61kDa
Envío	Bolsa de hielo