


Anticuerpo Policlonal De Conejo Ssh2 Para Wb Y Elisa - Q76I76

Número de artículo: CM0030831



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo de alta calidad dirigido contra la proteína SSH2 humana. Validado para WB y ELISA, reacciona cruzadamente con ratón y rata. Ideal para estudiar la dinámica de la actina y la espermatogénesis.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	SSH2 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	SSH-2; SSH-2L; SSH2
Especie	Humano
GeneID (Humano)	85464
GeneID	85464
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 53-202 de SSH2 humana (NP_203747.2)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q76I76
Peso Proteico	158kDa
Envío	Bolsa de hielo