

Anticuerpo Policlonal De Conejo Ssx5 Para Wb, Elisa - O60225

Número de artículo: CM0024871

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido a la proteína humana SSX5 (O60225), validado para Western blot y ELISA. Reacciona de forma cruzada con ratón y rata, detectando una banda de 22 kDa. Compatible con estudios de regulación de la transcripción.

[Aprende más](#)

Parámetro	Descripción
Nombre del Producto	SSX5 pAb de Conejo
Observaciones/Alias	SSX5
Especie	Humano
ID del Gen (Humano)	6758
ID del Gen	6758
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-229 de la SSX5 humana (NP_066295.3).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	O60225
Peso Proteico	22kDa
Envío	Bolsa de hielo