


Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Stat1 Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Ip, Elisa - P42224

Número de artículo: CM0013611



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido contra STAT1 humano, validado para WB, IHC-P, IF/ICC, IP y ELISA, con reactividad cruzada con ratón y rata. Ideal para la investigación de la señalización del interferón, la regulación de la transcripción y las respuestas antivirales.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	STAT1 pAb de conejo
Observaciones/Alias	CANDF7; IMD31A; IMD31B; IMD31C; ISGF-3; STAT91; STAT1
Especie	Humano
ID del gen (humano)	6772
ID del gen	6772
Inmunógeno	Péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 650-750 de STAT1 humano (NP_009330.1)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, ratón, rata
SWISS	P42224
Peso de la proteína	87 kDa
Envío	Bolsa de hielo