

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Stat3 Para Wb, If/Icc, Elisa - P40763

Número de artículo: CM0015034



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo anti-STAT3 de alta calidad validado para WB, IF/ICC, ELISA. Detecta STAT3 humano, de ratón y de rata. Adecuado para el estudio de la señalización JAK/STAT, la inflamación y el cáncer.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	Anticuerpo policlonal de conejo anti-STAT3
Observaciones/Alias	APRF; HIES; ADMIO; ADMIO1; STAT3
Especie	Humano
GeneID (Humano)	6774
GeneID	6774
Inmunógeno	Péptido sintético Un péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 600-700 del STAT3 humano (NP_003141.2).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, IF/ICC, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P40763
Peso proteico	88kDa
Envío	Bolsa de hielo