

Stat3 Conejo Pab Para Wb, If/Icc, Ihc-P, Elisa - P40763

Número de artículo: CM0015936



Introducción

STAT3 Conejo pAb (P40763) es un anticuerpo policlonal validado para WB, IF/ICC, IHC-P, ELISA en humano, ratón, rata. Se dirige al transductor de señales y activador de la transcripción 3, ideal para la investigación de señalización de citoquinas y regulación inmune.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	STAT3 Conejo pAb
Observaciones/Alias	APRF; HIES; ADMIO; ADMIO1; STAT3
Especies	Humano
GeneID (Humano)	6774
GeneID	6774
Inmunógeno	Péptido sintético Un péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 600-700 de STAT3 humano (NP_003141.2).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IF/ICC, IHC-P, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P40763
Peso Proteico	88 kDa
Envío	Bolsa de hielo