


Anticuerpo Monoclonal De Conejo Stat5 Para Wb Y Elisa - P42229/P51692

Número de artículo: CM0012527



Introducción

Anticuerpo Monoclonal de Conejo Anti-STAT5 de alta calidad para Western blot y ELISA, que reconoce STAT5A/B humano, de ratón y de rata. Ideal para el estudio de la señalización de citoquinas, la regulación de la transcripción y la biología de la lactancia.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	mAb de Conejo STAT5
Observaciones/Alias	MGF; STAT5
Especie	Humano
ID del Gen (Humano)	6776/6777
ID del Gen	6776/6777
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 600-786 de STAT5 humano (P42229)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P42229/P51692
Peso Molecular de la Proteína	90kDa
Envío	Bolsa de hielo