

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Contra Staufen Para Wb, Elisa - O95793

Número de artículo: CM0009883



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo contra Staufen validado para WB y ELISA, reacciona de forma cruzada con humano, ratón y rata. Ideal para estudiar proteínas de unión a ARN, localización de ARNm e interacciones virus-huésped. Especificaciones completas del producto disponibles.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	Anticuerpo Monoclonal de Conejo contra Staufen (mAb)
Observaciones/Alias	STAU; PPP1R150; Staufen
Especie	Humano
ID del Gen (Humano)	6780
ID del Gen	6780
Inmunógeno	Péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 478-577 de la proteína Staufen humana (O95793)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	O95793
Peso Molecular de la Proteína	63kDa
Envío	Bolsa de hielo