


Anticuerpo Policlonal De Conejo Contra Steap3 Para Wb Y Elisa - Q658P3

Número de artículo: CM0014350



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo de alta calidad contra STEAP3 humano, validado para WB y ELISA. Adecuado para detectar la metalo-reductasa STEAP3 en muestras humanas y de ratón, con un peso molecular calculado de 55 kDa.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	STEAP3 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	STMP3; TSAP6; pHyde; AHMIO2; dudlin-2; dudulin-2; STEAP3
Especie	Humana
GeneID (humano)	55240
GeneID	55240
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-180 de STEAP3 humano (NP_060704.2).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Humana, de ratón
SWISS	Q658P3
Peso de la proteína	55 kDa
Envío	Bolsa de hielo