

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Contra Stim1 Para Wb, Elisa - Q13586

Número de artículo: CM0010626



Introducción

STIM1 Rabbit mAb es un anticuerpo monoclonal recombinante validado para Western blot y ELISA, que reacciona con STIM1 de humano, ratón y rata. Ideal para el estudio de la señalización por calcio y la entrada de calcio por operación de depósito.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	STIM1 Rabbit mAb
Notas/Alias	GOK; TAM; TAM1; IMD10; STRMK; D11S4896E; STIM1
Especie	Humano
ID del gen (Humano)	6786
ID del gen	6786
Inmunógeno	Péptido sintético correspondiente a una secuencia entre los aminoácidos 586-685 de STIM1 humano (Q13586).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q13586
Peso de la proteína	77kDa
Envío	Bolsa de hielo