

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Stip1 Para Wb, Ihc-P, Elisa - P31948

Número de artículo: CM0017822



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra STIP1 (HOP), validado para WB, IHC-P, ELISA en humano, ratón y rata. Co-chaperona que media la interacción HSP70-HSP90. Ideal para investigación sobre respuesta al estrés y chaperonas.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	STIP1 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	HOP, P60, STI1, STI1L, HEL-S-94n, IEF-SSP-3521, STIP1
Especie	Humano
GeneID (Humano)	10963
GeneID	10963
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-300 de STIP1 humana (NP_006810.1)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P31948
Peso de la proteína	63kDa
Envío	Bolsa de hielo