

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Stoml2 Para Wb, Ihc-P, Elisa - Q9Ujz1

Número de artículo: CM0017685

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo anti-STOML2 validado para WB, IHC-P y ELISA. Reacciona con STOML2 humano, de ratón y de rata (39 kDa, Q9UJZ1). Ideal para investigaciones mitocondriales y estudios de activación de células T y migración celular.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	STOML2 pAb de conejo
Observaciones/Alias	SLP-2; HSPC108; STOML2
Especie	Humano
GeneID (humano)	30968
GeneID	30968
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 29-356 de STOML2 humano (NP_038470.1)
Fuente	conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, ratón, rata
SWISS	Q9UJZ1
Peso de la proteína	39 kDa
Envío	Bolsa de hielo