

Anticuerpo Monoclonal De Estreptavidina Para Citometría De Flujo - Sa V1, Sa V2

Número de artículo: CM0012001

Introducción

Estreptavidina es un anticuerpo monoclonal con reactividad cruzada independiente de la especie, ideal para aplicaciones de citometría de flujo. Suministrado como materia prima para IVD para desarrolladores de diagnósticos e investigadores.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	Estreptavidina
Alias	SA V1, SA V2
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	FC
Reactividad Cruzada	Independiente de la especie
Envío	Bolsa de hielo