

Streptavidina

Número de artículo: CM0011306

Introducción

Conjugado de monoclonal de estreptavidina para aplicaciones de citometría de flujo (CF). Ofrece reactividad cruzada independiente de la especie, lo que lo hace adecuado para el desarrollo de diversos ensayos de IVD y para uso en investigación.

[Aprende más](#)

Parámetro	Detalles
Nombre del producto	Streptavidina
Observaciones/Alias	SA V1, SA V2
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	CF
Reactividad cruzada	Independiente de la especie
Envío	Bolsa de hielo