

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Sufu Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q9Umx1

Número de artículo: CM0013348



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo anti-SUFU validado para WB, IHC-P, IF/ICC y ELISA. Reconoce SUFU humano, de ratón y de rata, un regulador negativo de la vía Hedgehog. Ideal para la investigación del cáncer y la biología del desarrollo.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	SUFU pAb de conejo
Observaciones/alias	SUFUH; JBTS32; SUFUXL; PRO1280; SUFU
Especie	Humano
GeneID (humano)	51684
GeneID	51684
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 325-484 de SUFU humano (NP_057253.2)
Fuente	De conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, ratón, rata
SWISS	Q9UMX1
Peso de la proteína	54 kDa
Envío	Bolsa de hielo