

Surf4 Rabbit Pab - O15260

Número de artículo: CM0020196

Introducción

SURF4 Rabbit pAb es un anticuerpo policlonal validado para WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Detecta el SURF4 humano (también conocido como ERV29) y presenta reactividad cruzada con ratón y rata. SURF4 funciona como un receptor de carga del retículo endoplasmático para la secreción de lipoproteínas.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	SURF4 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	ERV29; SURF4
Especie	Humano
GeneID (Humano)	6836
GeneID	6836
Inmunógeno	Péptido sintético
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	O15260
Peso proteico	30kDa
Envío	Bolsa de hielo