

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Suz12 Para Wb, Elisa - Q15022

Número de artículo: CM0010158



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo contra SUZ12 humano, validado para WB y ELISA. Reacciona con humano, ratón y rata. Ideal para investigación epigenética y oncológica, adecuado para el desarrollo de ensayos IVD.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	mAb de Conejo SUZ12
Observaciones/Alias	CHET9, IMMAS, JJAZ1, SUZ12
Especie	Humano
ID del Gen	23512
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-96 de SUZ12 humano (Q15022)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q15022
Peso Molecular de la Proteína	83kDa
Envío	Bolsa de hielo