

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Simétrico Dimetil-Histona H3-R17 (Q16695/P68431) Para Wb, Db, Ihc-P, Elisa

Número de artículo: CM0000332



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo dirigido a la dimetilación simétrica en R17 de la histona H3 humana. Validado para Western Blot, Dot Blot, IHC-P y ELISA. Presenta reacción cruzada con especies humanas, de ratón, rata y otras. Ideal para investigación epigenética y análisis de modificaciones de histonas.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	mAb de conejo Simétrico Dimetil-Histona H3-R17
Observaciones/Alias	H3/A; H3C2; H3C3; H3C4; H3C6; H3C7; H3C8; H3FA; H3C10; H3C11; H3C12; HIST1H3A; Simétrico Dimetil-Histona H3-R17
Especie	Humana
GeneID (Humano)	8290/ 8350
GeneID	8290/8350
Inmunógeno	Peptido sintético dimetilado simétrico alrededor de R17 de la Histona H3-R17 humana (NP_003520.1)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos metilados
Aplicación	WB, DB, IHC-P, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata, Otras (Amplio rango predicho)
SWISS	Q16695/P68431
Peso de la proteína	15kDa
Envío	Bolsa de hielo