

Anticuerpo Policlonal De Conejo Contra Dimetil-Simétrica-Histona H3-R2 (Q16695/P68431) Para Wb, Ihc, If, Elisa, Chip-Seq

Número de artículo: CM0000342



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra la arginina 2 dimetilada simétrica de la histona H3 (Q16695/P68431). Validado para WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA y ChIP-seq; reacciona con humano, ratón, rata y un rango amplio predicho. Ideal para investigación epigenética y estudios de modificación de histonas.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	pAb de Conejo contra DiMetil-Simétrica-Histona H3-R2
Observaciones/Alias	H3t; H3.4; H3/g; H3FT; H3C16; HIST3H3; DiMetil-Simétrica-Histona H3-R2
Especie	Humano
GeneID (humano)	H3
GeneID	8290/8350
Inmunógeno	Un péptido sintético dimetilado simétrico alrededor de R2 de la histona H3 humana (NP_003520.1)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Metilados
Aplicación	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA, ChIP-seq
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata, Otro (Rango Amplio Predicho)
SWISS	Q16695/P68431
Peso Proteico	15 kDa
Envío	Bolsa de hielo