


Pab De Conejo Para Histona H3-R26 Dimetilada Simétrica (Q16695/P68431) Para Wb, If/Icc, Elisa

Número de artículo: CM0000290



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo que detecta Histona H3-R26 Dimetilada Simétrica, apto para aplicaciones de WB, IF/ICC y ELISA. Reactividad cruzada con humano, ratón y rata. Ideal para investigación epigenética y desarrollo de IVD.

[Aprende más](#)

Parámetro	Especificación
Nombre del Producto	pAb de conejo para Histona H3-R26 Dimetilada Simétrica
Observaciones/Alias	H3/j; H3C1; H3C2; H3C3; H3C4; H3C6; H3C7; H3C8; H3FJ; H3C10; H3C11; HIST1H3J; Symmetric DiMethyl-Histone H3-R26
Especie	Humano
GenID (humano)	H3
GeneID	8290/8350
Inmunógeno	Péptido sintético dimetilado simétrico alrededor de R26 de la histona H3 humana (NP_003520.1).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Metilados
Aplicación	WB, IF/ICC, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata, Otros (Amplio rango previsto)
SWISS	Q16695/P68431
Peso de la Proteína	15kDa
Envío	Bolsa de hielo