

Anti-Mab De Conejo Para Histona H3-R8 Dimetilada Simétrica (Q16695/P68431) Para Western Blot, Ihc E If/Icc

Número de artículo: CM0000288



Introducción

mAb de conejo contra Histona H3-R8 Dimetilada Simétrica validado para WB, DB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Reacciona con humano, ratón, rata y una amplia gama de especies. Detecta una banda de 16 kDa; adecuado para investigación de modificaciones de histonas y cromatina.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	Anti-mAb de conejo para Histona H3-R8 Dimetilada Simétrica
Observaciones/Alias	H3/A; H3C2; H3C3; H3C4; H3C6; H3C7; H3C8; H3FA; H3C10; H3C11; H3C12; HIST1H3A; Histona H3-R8 Dimetilada Simétrica
Especie	Humano
ID génico (humano)	8290/8350
ID génico	8290/8350
Inmunógeno	Péptido sintético: Péptido sintético dimetilado simétrico alrededor del residuo R8 de la Histona H3 humana (NP_003520.1).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos metilados
Aplicación	WB, DB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata, Otras (amplia gama pronosticada)
SWISS	Q16695/P68431
Peso de la proteína	16kDa
Envío	Bolsa de hielo