

Pab De Conejo Para Histona H3-R8 Dimetilada Simétrica (Q16695/P68431) Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa, Chip-Seq

Número de artículo: CM0000372



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo específico para la dimetilación simétrica en R8 de la histona H3 humana (UniProt Q16695/P68431). Validado para WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA y ChIP-seq. Reacciona de forma cruzada con humano, ratón, rata y otras especies.

[Aprende más](#)

Parámetro	Especificación
Nombre del producto	pAb de conejo para Histona H3-R8 dimetilada simétrica
Notas / Alias	H3t; H3.4; H3/g; H3FT; H3C16; HIST3H3; Histona H3-R8 dimetilada simétrica
Especie	Humano
GeneID (humano)	H3
GeneID	8290/8350
Inmunógeno	Péptido sintético - Péptido sintético dimetilado simétrico alrededor de R8 de la histona H3 humana (NP_003520.1).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos metilados
Aplicación	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA, ChIP-seq
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata, Otras (Amplio rango predicho)
SWISS	Q16695/P68431
Peso de la proteína	15 kDa
Envío	Bolsa de hielo