


Anticuerpo Policlonal De Conejo Para Symmetric Dimethyl-Histona H4-R3 (P62805) Para Wb, Ihc, If/Icc, Elisa

Número de artículo: CM0000302



Introducción

pAb de conejo para Symmetric DiMethyl-Histona H4-R3 (P62805) validado para WB, DB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Reconoce la dimetilación simétrica en el Arg3 de la histona H4. Reacciona con humanos, ratones, ratas y se predice un amplio rango de reactividad. Ideal para investigación epigenética y análisis de modificaciones de histonas.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	Symmetric DiMethyl-Histona H4-R3 pAb de conejo
Observaciones/Alias	H4; H4/n; H4C1; H4C2; H4C3; H4C4; H4C5; H4C6; H4C8; H4C9; H4F2; H4FN; FO108; H4-16; H4C11; H4C12; H4C13; H4C15; H4C16; HIST2H4; HIST2H4A; Symmetric DiMethyl-Histona H4-R3
Especie	Humano
Símbolo del gen (Humano)	H4
ID del gen	8359
Inmunógeno	Péptido sintético: Un péptido sintético correspondiente a una secuencia de aminoácidos 1-100 de la histona H4 humana (NP_003529.1).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos metilados
Aplicación	WB, DB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata, Otros (Amplio rango predicho)
SWISS	P62805
Peso de la proteína	11kDa
Envío	Bolsa de hielo