


Anticuerpo Monoclonal De Conejo Para Histona H4 Dimetilada Simétrica En R3 (P62805) Para Investigación Epigenética

Número de artículo: CM0000251



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo específico para la Histona H4 dimetilada simétrica en Arg3 (P62805). Validado para transferencia de Western, IF/ICC, blot de puntos y ELISA. Tiene reacción cruzada con la histona H4 de humano y rata. Ideal para el estudio del código de histonas y los mecanismos de regulación epigenética.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	mAb de conejo para Histona H4 dimetilada simétrica en R3
Observaciones/Alias	H4; H4/n; H4C1; H4C2; H4C3; H4C4; H4C5; H4C6; H4C8; H4C9; H4F2; H4FN; FO108; H4-16; H4C11; H4C12; H4C13; H4C15; H4C16; HIST2H4; HIST2H4A
Especie	Humano
GeneID (humano)	8359
GeneID	8359
Inmunógeno	Péptido sintético correspondiente a los aminoácidos 1-100 de la Histona H4 humana (NP_003539.1)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos metilados
Aplicación	WB, IF/ICC, DB, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Rata
SWISS	P62805
Peso de la proteína	11kDa
Envío	Bolsa de hielo