

Mab De Conejo Contra La Sinaptofisina Para Wb, Ihc, If, Ip, Elisa - P08247

Número de artículo: CM0007978

Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo contra la sinaptofisina (clon no especificado), validado para WB, IP, IF, IHC-P y ELISA en humanos, ratones y ratas. Detecta la proteína p38 de las vesículas sinápticas (~34 kDa).

[Aprende más](#)

Parámetro	Detalles
Nombre del producto	mAb de conejo contra la sinaptofisina
Observaciones/Sinónimo	SYP; SYN; MRX96
Especie	Humano
GeneID (humano)	6855
GeneID	6855
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 224-313 de la sinaptofisina humana (NP_003170.1)
Origen	conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	WB, IP, IF-F, IF-P, IHC-P, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, ratón, rata
SWISS	P08247
Peso de la proteína	34 kDa
Envío	Bolsa de hielo