

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Syntaxin 4 - Q12846

Número de artículo: CM0006231

Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo Syntaxin 4 de alta calidad para aplicaciones de WB y ELISA. Reacciona de forma cruzada con muestras humanas, de ratón y de rata. Ideal para estudiar el tráfico de vesículas mediado por SNARE y el transporte de glucosa.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	Anticuerpo monoclonal de conejo Syntaxin 4
Observaciones/Alias	STX4A; p35-2; Syntaxin 4
Especie	Humano
GeneID (Humano)	6810
GeneID	6810
Inmunógeno	Un péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 50-150 de la Syntaxin 4 humana (NP_004595.2).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q12846
Peso Proteico	34 kDa
Envío	Bolsa de hielo