


Anticuerpo Policlonico De Conejo Anti-Syvn1 Para Wb, Elisa - Q86Tm6

Número de artículo: CM0025244



Introducción

Anticuerpo policlonico de conejo dirigido contra SYVN1 (HRD1) humano, una E3 ubiquitina ligasa involucrada en ERAD. Validado para WB y ELISA; presenta reactividad cruzada con ratón. Útil para el estudio de estrés del retículo endoplásmico, apoptosis y vías de ubiquitinación.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	SYVN1 Rabbit pAb
Notas/Alias	DER3; HRD1; SYVN1
Especie	Humano
GeneID (Humano)	84447
GeneID	84447
Inmunógeno	Péptido sintético correspondiente a una secuencia entre los aminoácidos 500-600 de SYVN1 humano (NP_757385.1)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón
SWISS	Q86TM6
Peso Molecular de la Proteína	68kDa
Envío	Bolsa de hielo