

T-Bet/Tbx21 Mab De Conejo Para Wb, Ihc-P, Fc (Intracelular), Elisa - Q9UI17

Número de artículo: CM0004604

Introducción

Anticuerpo monoclonal recombinante de conejo dirigido contra T-bet/Tbx21 humano (TBX21; T-PET; T-bet) para WB, IHC-P, FC (intracelular), ELISA. Ideal para investigación de linaje de células Th1 y factores de transcripción.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	T-bet/Tbx21 mAb de conejo
Observaciones/Alias	TBX21; T-PET; T-bet; TBET; TBLYM; T-box 21
Especie	Humano
GeneID (Humano)	30009
GeneID	30009
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 322-535 de T-bet/Tbx21 humano (NP_037483.1)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	WB, IHC-P, FC (intracelular), ELISA
Reactividad cruzada	Humano
SWISS	Q9UL17
Peso molecular de la proteína	58kDa
Envío	Bolsa de hielo