

Tab1 Ac Mab De Conejo Para Wb, If/Icc, Elisa - Q15750

Número de artículo: CM0004309



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo TAB1 de alta calidad validado para WB, IF/ICC, ELISA. Detecta TAB1 humano, de ratón y de rata. Ideal para investigaciones sobre inmunidad innata y señalización MAPK.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	TAB1 Ac mAb de conejo
Observaciones/Alias	3'-Tab1; MAP3K7IP1; TAB1
Especie	Humano
ID de gen	10454
Inmunógeno	Péptido sintético dentro de los aminoácidos 405-504 de TAB1 humano (Q15750).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	WB, IF/ICC, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q15750
Peso proteico	55kDa
Envío	Bolsa de hielo