

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Taf15 Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Ip, Elisa - Q92804

Número de artículo: CM0011523



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo TAF15 validado para Western blot, IHC-P, IF/ICC, IP y ELISA. Reacciona de forma cruzada con humano, ratón y rata. Ideal para estudios de transcripción y proteínas de unión a ARN. SWISS: Q92804.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	Anticuerpo Monoclonal de Conejo TAF15
Observaciones/Alias	Npl3, RBP56, TAF2N, TAFI68, TAF15
Especie	Humano
GenelD	8148
Inmunógeno	Péptido Sintético
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q92804
Peso Proteico	62kDa
Envío	Bolsa de hielo