


Anticuerpo Policlonal De Conejo Taf6L Para Wb, Ip, Elisa - Q9Y6J9

Número de artículo: CM0016048



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra TAF6L (PAF65A), validado para WB, IP, ELISA en humano, ratón, rata. Adecuado para estudiar el complejo PCAF, acetilación de histonas y regulación transcripcional.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	TAF6L Conejo pAb
Observaciones/Alias	PAF65A; TAF6L
Especies	Humano
ID del Gen	10629
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-200 de TAF6L humano (NP_006464.1)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IP, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q9Y6J9
Peso Molecular de la Proteína	68kDa
Envío	Bolsa de hielo