


Anticuerpo Policlonal De Conejo Taf9 Para Wb Y Elisa - Q16594

Número de artículo: CM0027665



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra TAF9 humano (subunidad TFIID). Reacciona con humano y ratón. Adecuado para WB y ELISA. Ideal para estudios sobre iniciación de la transcripción y regulación génica.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	TAF9 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	TAF2G; TAFII31; TAFII32; MGC:5067; TAFII-31; TAFII-32; TAFIID32; STAF31/32
Especie	Humano
GeneID (humano)	6880
GeneID	6880
Inmunógeno	Péptido sintético
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón
SWISS	Q16594
Peso Proteico	29kDa
Envío	Bolsa de hielo