

Tarbp2 Pab De Conejo Para Wb - Q15633

Número de artículo: CM0027388



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra TARBP2 validado para WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Reconocimiento de TARBP2 humano y de ratón, una subunidad del complejo de carga RISC fundamental para el procesamiento de miRNAs y el silenciamiento de ARN. Adecuado para estudios de infección viral.

[Aprende más](#)

Parámetro	Especificación
Nombre del producto	TARBP2 pAb de conejo
Abreviaturas/Alias	LOQS; TRBP; TRBP1; TRBP2; TARBP2
Especie	Humano
GeneID (humano)	6895
GeneID	6895
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-366 de la TARBP2 humana (NP_599150.1)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón
SWISS	Q15633
Peso de la proteína	39kDa
Envío	Bolsa de hielo