


Anticuerpo Monoclonal De Conejo Contra Taz Para Wb Y Elisa - Q9Gzv5

Número de artículo: CM0006986



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo contra TAZ validado para WB y ELISA, detecta WWTR1/TAZ en humanos, ratones y ratas. Ideal para estudios sobre la señalización Hippo, el control del tamaño de los órganos y la supresión tumoral.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	TAZ Rabbit mAb
Observaciones/Alias	TAZ
Especie	Humano
GeneID (humano)	25937
GeneID	25937
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-270 de TAZ humano (NP_056287.1)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, ratón, rata
SWISS	Q9GZV5
Peso de la proteína	44 kDa
Envío	Bolsa de hielo