

Anticuerpo Policlonal De Conejo Contra Tbca Para Wb, Ihc-P Y Elisa - O75347

Número de artículo: CM0015719



Introducción

pAb de conejo contra TBCA validado para WB, IHC-P y ELISA. Reacciona con TBCA humano, de ratón y de rata (cofactor A del plegamiento de la tubulina), una chaperona de 13 kDa esencial para el ensamblaje de la tubulina y la integridad del citoesqueleto.

[Aprende más](#)

Parámetro	Especificación
Nombre del producto	pAb de conejo contra TBCA
Observaciones/Alias	TBCA
Especie	Humano
GeneID (humano)	6902
GeneID	6902
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-108 de TBCA humano (NP_004598.1)
Origen	conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, ratón, rata
SWISS	O75347
Peso de la proteína	13 kDa
Envío	Bolsa de hielo