

Tbx2 Rabbit Pab - Q13207

Número de artículo: CM0015263

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo anti-TBX2 adecuado para Western blot y ELISA. Detecta TBX2 humano, de ratón y de rata, un factor de transcripción en el desarrollo y la MET. Útil para la investigación del cáncer.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	TBX2 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	VETD; TBX2
Especie	Humano
GeneID (Humano)	6909
GeneID	6909
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 604-712 del TBX2 humano (NP_005985.3)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q13207
Peso proteico	75kDa
Envío	Bolsa de hielo