

Anticuerpo Policlonal De Conejo Contra Tbx5 Para Wb Y Elisa - Q99593

Número de artículo: CM0014911



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra TBX5, un factor de transcripción T-box crucial para el desarrollo cardíaco y la formación de las extremidades. Adecuado para WB y ELISA, reconoce TBX5 humano, de ratón y de rata. Ideal para la biología del desarrollo y la investigación cardíaca.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	TBX5 pAb de conejo
Observaciones/Alias	HOS; TBX5
Especie	Humano
ID del gen (humano)	6910
ID del gen	6910
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-70 de TBX5 humano (NP_852259.1)
Fuente	conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, ratón, rata
SWISS	Q99593
Peso de la proteína	58 kDa
Envío	Bolsa de hielo