

Tceb2 Rabbit Pab - Q15370

Número de artículo: CM0025131



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra TCEB2/Elongin-B humana. Adecuado para WB, IP, ELISA. Reacciona de forma cruzada con humano y ratón. Ideal para la investigación de elongación de la transcripción y ligasa de ubiquitina.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	TCEB2 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	SIII; TCEB2
Especie	Humano
GeneID (Humano)	6923
GeneID	6923
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-118 de TCEB2 humana (NP_009039.1).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IP, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón
SWISS	Q15370
Peso proteico	13kDa
Envío	Bolsa de hielo