

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Tchh Para Wb Y Elisa - Q07283

Número de artículo: CM0022787

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo anti-TCHH validado para WB y ELISA. Detecta la trichialina humana y de ratón, una proteína asociada a los filamentos intermedios de 254 kDa, esencial para la vaina radicular interna del folículo piloso y la diferenciación epidérmica. Óptimo para estudios de dermatología y queratinización.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	TCHH pAb de conejo
Observaciones/Sinónimos	THH; THL; TRHY; UHS3; TCHH
Especie	Humana
GeneID (humano)	7062
GeneID	7062
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 100-300 de TCHH humana (NP_009044.2).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Humana, de ratón
SWISS	Q07283
Peso de la proteína	254 kDa
Envío	Bolsa de hielo