


Anticuerpo Monoclonal De Conejo Tet3 Para Wb Y Elisa - Q8Bg87

Número de artículo: CM0004191



Introducción

CamelBio ofrece el Anticuerpo Monoclonal de Conejo TET3 validado para WB y ELISA en ratón. Estudia la reprogramación epigenética y la desmetilación del ADN en el desarrollo embrionario temprano - Q8BG87.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	mAb de Conejo TET3
Observaciones/Alias	B430006D22Rik; D230004J03Rik; TET3
Especie	Ratón
GeneID (Humano)	200424
GeneID	194388
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-285 del TET3 de ratón (Q8BG87)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Ratón
SWISS	Q8BG87
Peso Molecular de la Proteína	195kDa
Envío	Bolsa de hielo