

Anticuerpo Policlonal De Conejo Tet3 Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - O43151

Número de artículo: CM0027000



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo producido contra TET3 humano recombinante (aa 1551-1650). Validado para WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Reacciona con humanos, ratones y ratas. Adecuado para investigación en biología epigenética y del desarrollo.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	TET3 Rabbit pAb
Notas / Alias	BEFAHRS; hCG_40738; TET3
Especie	Humano
GeneID (Humano)	200424
GeneID	200424
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1551-1650 de la TET3 humana (NP_001274420.1).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	O43151
Peso de la proteína	194kDa
Envío	Bolsa de hielo