


Anticuerpo Monoclonal De Conejo Tff1/Ps2 Para Wb, Ip, If-P, Elisa - P04155

Número de artículo: CM0006823



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo dirigido contra TFF1/pS2 humano (factor de trébol 1), validado para WB, IP, IF-P, ELISA. Reacciona de forma cruzada con ratón y rata. Ideal para aplicaciones de investigación gastrointestinal y del cáncer.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	mAb de conejo TFF1/pS2
Observaciones/Alias	pS2; BCE1; HPS2; HP1.A; pNR-2; D21S21; TFF1/pS2
Especie	Humano
GeneID (Humano)	7031
Inmunógeno	Péptido sintético Péptido sintético correspondiente a una secuencia de los aminoácidos 25-84 de TFF1/pS2 humano. (NP_003216.1)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	WB, IP, IF-P, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P04155
Peso de la proteína	9kDa
Envío	Bolsa de hielo