

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Tfpi Para Wb, Elisa - P10646

Número de artículo: CM0023491



Introducción

Anticuerpo Policlonal de Conejo anti-TFPI de alta calidad validado para WB y ELISA en humano, ratón y rata. Dianas el inhibidor de la vía del factor tisular implicado en la coagulación sanguínea. Ideal para investigación y desarrollo de diagnósticos.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	TFPI Rabbit pAb
Observaciones/Alias	EPI, TFI, LACI, TFPI1, TFPI
Especie	Humano
GeneID (Humano)	7035
GeneID	7035
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 29-224 del TFPI humano (NP_001027452.1)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P10646
Peso Proteico	35kDa
Envío	Bolsa de hielo