

Anticuerpo Policlonal De Conejo Contra Tfpt Para Wb, If/Icc, Elisa - P0C1Z6

Número de artículo: CM0024885

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra TFPT de alta calidad validado para WB, IF/ICC, ELISA. Dirigido contra la TFPT humana (INO80F), un componente del complejo de remodelación de cromatina INO80, que promueve la apoptosis independiente de p53. Ideal para investigación en apoptosis y cromatina.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	TFPT Rabbit pAb
Notas / Alias	FB1; amida; INO80F; TFPT
Especie	Humano
GeneID (Humano)	29844
GeneID	29844
Inmunógeno	Proteína recombinante (proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-253 de la TFPT humana (NP_037474.1))
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, IF/ICC, ELISA
Reactividad cruzada	Humano
SWISS	P0C1Z6
Peso molecular de la proteína	28kDa
Envío	Bolsa de hielo